

# 3M™ Filtek™ A110

Composite antérieur

L'esthétique et la performance  
recherchées par vos patients

microchargé



Leader des composites microchargés, 3M Dentaire vous en propose un nouveau, répondant aux besoins actuels de la dentisterie esthétique. D'une finition exceptionnelle, simple à utiliser, il est techniquement la nouvelle référence en matière de restaurations antérieures.

Le composite 3M Filtek A110 offre :

**Esthétique supérieure** - Avec des résultats que seuls les composites microchargés peuvent offrir.

**Finition et polissage exceptionnels** - Excellent état de surface (taille moyenne des charges : 0.04 µm.)

**Grande variété de teintes** - Basé sur le plus utilisé des teintiers, le choix de teintes et d'opacités vous assure un parfait mimétisme avec l'émail et la dentine.

**Distribution en capsules** - Système d'insertion directe, à usage unique, simple et rapide.

**Viscosité et caractéristiques de manipulation adaptées aux restaurations antérieures** -

Mise en forme facile, ne coule pas.

Le composite antérieur 3M Filtek A110 est une innovation 3M, pour des résultats encore meilleurs.

## CARACTÉRISTIQUES

- ESTHÉTIQUE SUPÉRIEURE
- FINITION ET POLISSAGE EXCEPTIONNELS
- GRANDE VARIÉTÉ DE TEINTES



Après 9 ans, cette restauration antérieure réalisée avec un composite microchargé de technologie 3M présente toujours un poli et un état de surface exceptionnels.



Fiabilité

# Composite antérieur 3M™ Filtek™ A110

## Présentation

### 3310 Coffret d'introduction 3M Filtek A110



#### Le coffret d'introduction (Réf. 3310) contient :

- 6 seringues de 3 g de composite antérieur 3M Filtek A110 (Teintes : A3.5D, B3D, A3E, B2E, I, DYD)
- 1 flacon de 3 ml d'adhésif 3M™ Scotchbond™ 1
- 1 seringue de 3 ml de gel de mordantage 3M Scotchbond et 25 embouts de seringue
- 48 godets jetables

- 2 manches de pinceaux
- 1 sachet de 25 fiber tips
- 1 bloc à spatuler
- 1 teintier
- 1 sachet de disques 3M™ Sof-Lex™
- Fiches de protocoles illustrés
- Mode d'emploi

### 3311 Coffret d'introduction 3M Filtek A110



#### Le coffret d'introduction (Réf. 3311) contient :

- 80 capsules de 0,15 g de composite antérieur 3M Filtek A110 (Teintes : A3.5D, B3D, A3E, A2E, C2E, DYD, DDYD, I)
- 1 flacon de 3 ml d'adhésif 3M Scotchbond 1
- 1 seringue de 3 ml de gel de mordantage 3M Scotchbond et 25 embouts de seringue
- 48 godets jetables

- 2 manches de pinceaux
- 1 sachet de 25 fiber tips
- 1 bloc à spatuler
- 1 teintier
- 1 sachet de disques 3M Sof-Lex
- Fiches de protocoles illustrés
- Mode d'emploi

### Recharges : Composite antérieur 3M Filtek A110

20 teintes sont disponibles en seringue (Réf. 3310 + teinte) et en capsules (Réf. 3311 + teinte) :

Teintes dentinaires : A2D, A3D, A3.5D, B3D, C2D, C4D, D3D

Teintes amélaires : A1E, A2E, A3E, B2E, C2E, C3E, D3E

Teintes spécifiques : I, DYD, DDYD, YBD, BO.5, B1

### Indications

#### Composite antérieur 3M Filtek A110

Classe I	Prémolaires
Classe II	
Classe III	•
Classe IV*	•
Classe V	•
Facette	•
Pédodontie	

\* Classes IV sélectionnées, lorsque le résultat esthétique est essentiel.

Peut être également utilisé pour des classes IV en technique sandwich avec un composite multi-indications comme le 3M™ Z100™ MP ou le 3M™ Filtek™ Z250 quand la résistance est primordiale.

Pour toute question, contactez nous au 01.30.31.82.32. Vous pouvez également consulter notre site web [www.3M.com/dental](http://www.3M.com/dental).

3M Dentaire fabrique et commercialise plus de 1300 produits pour les praticiens du monde entier. De l'adhésif dentaire 3M Scotchbond 1 au système de finition et polissage 3M Sof-Lex, vous pouvez compter sur la fiabilité des produits 3M pour de meilleurs résultats cliniques



Laboratoires 3M Santé

Département Dentaire  
Boulevard de l'Oise  
95029 Cergy Pontoise Cedex



Imprimé sur papier recyclé  
Imprimé en CEE © 3M 2000

3M, Filtek, Scotchbond, Z100 et Sof-Lex  
sont des marques déposées de la société 3M.